


## Material Suplementar 2

### Estrutura para os testes microbiológicos



**Figura 1:** Montagem da estrutura para realização dos testes microbiológicos. O equipamento está em posição horizontal, conectado a uma célula de captação (acima na imagem) e a uma célula de exaustão (ao lado direito na imagem). Dentro da célula de exaustão foram posicionados dois amostradores de ar do tipo Andersen com placas de petri contendo meios de cultura seletivos. O nebulizador de compressor é da marca Omron, modelo NE-C28 e foi conectado à célula de captação.